



Tesztter – Hidrogén Peroxid mérésére – Papírcsík (Dewan-7 hez)

Description

Dewan / Dewasil mérőcsík a medencevíz-fertőtlenítőszer ellenőrzésére. Ajánlott a Dewan-50, Dewan-35, Dewan-18 és Dewan-7 termékekhez. Ajánlott a Dewasil ivóvíz-fertőtlenítőszer ellenőrzésére is.

Használata:

Merítse a tesztcsíkot a vízbe 5 másodpercre, hogy a reagenssel átitatott lapocska teljesen átnedvesedjen.

Rázza le a tesztcsíkról a felesleges vizet, és 10 másodperc múlva hasonlítsa össze a reagenssel átitatott lapocskát a színskálával.

A Dewan optimális értéke a medencevízben: 50-200 mg/l (Dewan-50 koncentrációban kifejezve).